

الکترومییوگرافی رویان طب

این محصول دارای هسته اکتیو و شامل مزایای زیر است :

- بهترین حالت نفوذ و تیزی جهت حداقل درد بیمار در زمان تهیه نوار عضله
- آمپدانس دقیق و پایدار جهت ثبت دقیق انواع تستهای الکترومییوگرافی

اطلاعات محصول :

- مدل الکتروم با هسته اکتیو و جداپذیر از کابل اتصال می باشد.
- محصول از بهترین مواد استیل پزشکی طراحی و ساخته شده است.
- بهترین حالت نفوذ و ثبت در زاویه ۱۵ درجه می باشد.
- مدل محصول صرفاً " یکبار مصرف می باشد.
- تمامی محصولات با اتیلن اکساید استریل و عاری از پایروژن هستند.

Certification



محصولات از نظر تنوع طولی مطابق جدول زیر معرفی و ارائه می شوند :



Ref number	Length(mm)	Diameter	Surface (mm)	Gauge
4528	28	0.45	0.07	26
4538	38	0.45	0.07	26
4550	50	0.45	0.07	26

توجه :

برای الکتروم های فوق صرفاً " از کابل اتصال رویان (C1202) یا مدل مشابه استفاده شود.

کابل اتصال رویان



کابل اتصال با روکش سیلیکونی و بطول ۱۲۰ سانتی متری می باشد که جهت اتصال الکتروود به انواع دستگاههای الکترومیوگرافی طراحی و ساخته شده است همچنین کانکتور اصلی مدل ۵ پین با استاندارد دین ۲۴۰ می باشد.

این کابل برای انواع مدل الکتروودهای الکترومیوگرافی ۴۵۲۸، ۴۵۳۸ و ۴۵۵۰ سازگار است.

الکتروود نوار مغز رویان




این مدل از الکتروود جهت تهیه انواع نوار مغز کاربرد دارد که توسط نگهدارنده خاصی در موقعیت سر تنظیم و ثابت می شود.

این الکتروود در دو مدل ساخته و عرضه شده است :

مدل : E1301 (نقره ای) و E1302 (طلایی)

الکتروود یکبار مصرف سطحی



این الکتروود در سایز ۳۵ × ۳۵ میلی متری و کابل ۸ سانتی متری میباشد که با عایق و اتصال مطمئن جهت بهبود و کاهش نویز در زمان تست عصب و عضله کاربرد دارد.

Part No : T35 × 35



ROUYAN
MEDICAL
EQUIPMENT

رویان

EMG EEG NSC

Add :Technical institute, Buali Sq , Ferdowsi Sq , Mashad , IRAN

Postal code : 919 677 3113

Tel (Fax) : (+98 51)3866 4754 , (+98 51) 3711 2487

Mobile : (+98) 933 490 3399

Email : Rouyanmed @ gmail .com



ROUYAN MED

Add : Technical institute, Buali Sq , Ferdowsi Sq , Mashad , IRAN

Postal code : 919 677 3113

Tel (Fax) : (+98 51)3866 4754 , (+98 51) 3711 2487

Mobile : (+98) 933 490 3399

Email : Rouyanmed @ gmail .com